



Campanha válida até 15/12/2018

thermo scientific

BANHOS SECOS

COMPACT DIGITAL DRY BATH



-20%

Características e benefícios:

- Sonda com sensor de temperatura integrado ajuda a uma excelente precisão e controlo da temperatura.
- Desenhados para um controlo de temperatura preciso.
- Aquecimento rápido.
- Múltiplas combinações de diferentes tamanhos de blocos permitem uma máxima versatilidade do tamanho dos tubos.

Referência:	88871003	88871004
Preço:	283,00€	379,00€
PREÇO CAMPANHA:	226,40€	303,20€
Dimensões (AxLxP):	25 x 185 x 185mm	25 x 200 x 200mm
Modelo:	Compact Drybath S	Compact Drybath D
Gama de temperatura:	Ambiente + 2°C a 100°C	
Controlo de temperatura (precisão):	37°C \pm 0,5°C	
Uniformidade de temperatura:	a +37°C \pm 0,5°C	
Blocos (opção obrigatória)		
88871103	88871104	88871102
6 x 1,5ml (máx. 4 blocos)	6 x 2,0ml (máx. 4 blocos)	12 x 0,5ml (máx. 4 blocos)
	17,10€	19,30€

TOUCH SCREEN DRY BATH



-10%

Características e benefícios:

- Sonda de detecção de temperatura interna avançada com excelente precisão e controlo de temperatura.
- Ecrã touch.

Referência:	88870010	88870011	88870012
Preço:	507,00€	575,00€	702,00€
PREÇO CAMPANHA:	456,30€	517,50€	631,80€
Número de blocos:	1	2	4
Gama de temperatura:	Ambiente + 5°C a 130°C		
Tipo de controlo:	PID Digital		
Precisão do controlo de temperatura a +37°C:	\pm 0,5°C		
Uniformidade da temperatura a +37°C:	\pm 1°C		
Faixa de tempo:	0-99:59 min ou contínuo		
Blocos (opção obrigatória)			
88870103	88870104	88870110	
28 x 1,5ml	28 x 2,0ml	40 x 0,5ml	
	61,90€	73,60€	

DIGITAL DRY BATH



-20%

Características e benefícios:

- Sonda de detecção de temperatura interna avançada para excelente precisão e controlo de temperatura.
- Múltiplas combinações de diferentes tamanhos de blocos permitem uma máxima versatilidade do tamanho dos tubos.
- Possibilidade de calibração de temperatura ajustando o offset.
- Temporizador.

Referência:	88870004	88870005	88870006
Preço:	352,00€	390,00€	468,00€
PREÇO CAMPANHA:	281,60€	312,00€	374,40€
Número de blocos:	1	2	4
Gama de temperatura:	Ambiente + 5°C a 130°C		
Tipo de controlo:	PID Digital		
Controlo de temperatura (precisão):	\pm 0,5°C		
Uniformidade de temperatura	37°C \pm 1°C		
Faixa de tempo:	0-99:59 min ou contínuo		
Blocos (opção obrigatória)			
88870103	88870104	88870110	
28 x 1,5ml	28 x 2,0ml	40 x 0,5ml	
	61,90€	73,60€	

DIGITAL HEATING COOLING DRY BATH



-15%

Características e benefícios:

- Gama de temperatura no ecrã de 4 a 95°C.
- Variação a 37°C +/- 0.55°C.
- 10 programas, até 10 passos cada programa.
- Os blocos são adicionais.

Referência:	88880030		
Preço:	1.186,00€		
PREÇO CAMPANHA:	1008,10€		
Tipo de controlo:	PID Digital		
Gama de temperatura:	4°C a 95°C		
Controlo de temperatura (precisão):	37°C \pm 0,5°C		
Blocos (opção obrigatória)			
88880129	88880130	88880132	
48 x 0,5ml	30 x 1,5ml	6 x 50ml	
	133,00€	161,00€	



Campanha válida até 15/12/2018

thermo scientific

BANHOS SECOS, AGITADORES E PLACAS DE AQUECIMENTO

DIGITAL HEATING SHAKING DRYBATH



-20%

Características e benefícios:

- Gama de temperatura no ecrã de Ambiente +5°C a 100°C.
- Variação a 80°C +/- 0.5°C.
- Possibilidade de definir intervalos c/agitação e intervalos s/ agitação.
- Variação a 80°C +/- 0.5°C.
- 10 programas, até 10 passos cada programa.
- Os blocos são adicionais.

Referência:	88880028
Preço:	1.143,00€
PREÇO CAMPANHA:	914,40€
Velocidade de agitação:	150 até 1.500rpm
Diâmetro da órbita:	2mm
Gama de temperatura:	Ambiente +5°C a 100°C
Estabilidade de temperatura:	0,5K a 80°C
Blocos (opção obrigatória)	
88880125	88880126
96 x 0,2ml	48 x 0,5ml
286,00€	143,00€
88880127	88880128
24 x 1,5ml	6 x 50ml
	247,00€

RT BASIC MAGNETIC STIRRER



-15%

Características e benefícios:

- Modelo económico.
- Dimensão reduzida de baixo perfil.
- Velocidade de 150 a 2.500rpm.
- Duas tampas da placa de silicone antideslizante, incluídas em cada unidade (1 branca e 1 preta).

Referência:	88880008	88880012
Preço:	143,00€	226,00€
PREÇO CAMPANHA:	121,55€	192,10€
Dimensões da Placa:	Ø120mm	Ø220mm
Dimensões (AxLxP):	65 x 130 x 130mm	65 x 230 x 230mm
Volume:	2L	5L
Velocidade:	150 a 2500rpm	

CIMAREC+ STIRRER



-25%

Características e benefícios:

- Display inclinado mantém-se afastado de eventuais derrames.
- Indicador de superfície quente.
- Controlo por microprocessador.
- Proteção de sobre temperatura.
- Display digital de RPM.

Referência:	S88857105
Preço:	242,00€
PREÇO CAMPANHA:	181,50€
Dimensões da Placa:	184 x 184mm
Dimensões (AxLxP):	97 x 208 x 330m
Material da Placa:	Cerâmica
Velocidade:	50 a 1.500rpm

CIMAREC+ HOT PLATE



-25%

Características e benefícios:

- Display inclinado mantém-se afastado de eventuais derrames.
- Indicador de superfície quente.
- Controlo por microprocessador.

Referência:	HP88857105
Preço:	232,00€
PREÇO CAMPANHA:	174,00€
Temperatura:	até 540°C
Dimensões da Placa:	184 x 184mm
Dimensões (AxLxP):	97 x 208 x 330mm
Material da Placa:	Cerâmica
Peso:	4,9Kg



Campanha válida até 15/12/2018

thermo scientific

PLACAS DE AQUECIMENTO COM AGITADOR E AGITADORES

CIMAREC+ HOT PLATE STIRRER



-25%

Características e benefícios:

- Display inclinado mantém-se afastado de eventuais derrames.
- Indicador de superfície quente.
- Controlo por microprocessador.

Referência:	SP88857105
Preço:	404,00€
PREÇO CAMPANHA:	303,00€
Temperatura:	até 540°C
Dimensões da Placa:	184 x 184mm
Dimensões (AxLxP):	97 x 208 x 330mm
Material da Placa:	Cerâmica
Velocidade:	50 a 1.500rpm
Alimentação Elétrica:	230V, 50Hz

RT2 ADVANCED HOT PLATE STIRRER



-20%

Características e benefícios:

- Gama de 50°C acima da temperatura ambiente até 350°C.
- Indicação digital do controlo de temperatura do microprocessador PID.
- Segurança: prevenção de sobreaquecimento e indicação de superfície quente.
- Capacidade máxima de agitação de 20L.
- Placa superior de alumínio revestida a cerâmica.
- Sensor externo de temperatura (incluído).

Referência:	88880005
Preço:	665,00€
PREÇO CAMPANHA:	532,00€
Temperatura:	50°C a 350°C
Dimensões da Placa:	Ø140mm
Dimensões (AxLxP):	100 x 161 x 290mm
Capacidade de Agitação:	28L
Material da Placa:	Alumínio revestido a cerâmica
Velocidade:	50 a 2.000rpm
Alimentação Elétrica:	230V, 50/60Hz

VORTEX MIXER



-30%

Características e benefícios:

- Design discreto que ocupa pouco espaço.
- Grande variedade de acessórios para acomodar diferentes tipos de recipientes.
- Disponíveis acessórios adicionais para tubos.

Referência:	88880018
Preço:	358,00€
PREÇO CAMPANHA:	250,60€
Dimensões (AxLxP):	83 x 154 x 210mm
Velocidade:	até 3.000rpm
Peso:	3,1Kg
Alimentação Elétrica:	230V, 50/60Hz

TUBE REVOLVER



-15%

Características e benefícios:

- Ocupa um espaço reduzido.
- Rotisserias intercambiáveis para acomodar diferentes tamanhos de tubos.
- Pás incluídas para tubos de 1,5, 5/7, 10/15 e 50ml.

Referência:	88881002
Preço:	358,00€
PREÇO CAMPANHA:	304,30€
Dimensões (AxLxP):	195 x 225 x 154mm
Temperatura:	4°C a 60°C
Velocidade:	10 a 40rpm
Peso:	1,2Kg
Alimentação Elétrica:	230V, 50/60Hz



Campanha válida até 15/12/2018

thermo scientific

AGITADORES

COMPACT DIGITAL ROCKER



-10%

Características e benefícios:

- O controlo PID garante um movimento de balanço suave e constante.
- Design compacto ideal para colocar em incubadoras (exceto de CO²)
- Intervalo de tempo contínuo ou de 1m a 99h59m

Referência:	88880020
Preço:	864,00€
PREÇO CAMPANHA:	777,60€
Dimensões da Placa:	276 x 276mm
Dimensões (AxLxP):	150 x 276 x 320mm
Velocidade:	5 a 100rpm
Ângulo de Inclinação:	7° a 13°
Peso:	3,7Kg
Alimentação Elétrica:	230V, 50/60Hz

COMPACT DIGITAL WAVE ROTATOR



-10%

Características e benefícios:

- O controlo PID garante um movimento de balanço suave e constante.
- Design compacto ideal para colocar em incubadoras (exceto de CO²), câmaras e refrigeradores (até 60°C)
- Intervalo de tempo contínuo ou de 1m a 99h59m

Referência:	88880022
Preço:	864,00€
PREÇO CAMPANHA:	777,60€
Dimensões da Placa:	276 x 276mm
Dimensões (AxLxP):	150 x 276 x 320mm
Velocidade:	8 a 100rpm
Ângulo de Inclinação:	0° a 13°
Peso:	3,7Kg
Alimentação Elétrica:	230V, 50/60Hz

BOTTLE / TUBE ROLLER



-10%

Características e benefícios:

- Construção anticorrosiva e resistente ao desgaste permite o uso em ambientes húmidos e com CO².
- Rolos ajustáveis acomodam uma variedade de tamanhos de tubos e garrafas.
- O kit de empilhamento permite empilhar duas unidades.

Referência:	88881004
Preço:	974,00€
PREÇO CAMPANHA:	876,60€
Dimensões do Rolo:	Ø28 x 259mm
Dimensões (AxLxP):	72 x 378 x 360mm
Temperatura:	4°C a 60°C
Velocidade	1 a 80rpm
Peso:	6,5Kg
Alimentação Elétrica:	230V, 50/60Hz

COMPACT DIGITAL MICROPLATE SHAKER



-10%

Características e benefícios:

- Display digital de 150-2000rpm.
- Órbita com tamanho de 3mm.
- Racks disponíveis para microcentrífuga e tubos de 15/50ml.

Referência:	88880024
Preço:	888,00€
PREÇO CAMPANHA:	799,20€
Dimensões da Placa:	267 x 185mm
Dimensões (AxLxP):	127 x 249 x 329mm
Velocidade:	150 a 1.200rpm
Tamanho da órbita:	3mm
Peso:	7,7Kg

Blocos (opção obrigatória)

88880114	88880115	88880116
Rack para microtubos (5 x 16ml) = 80 tubos	Rack para tubos cónicos (3 x 10ml) = 30 tubos	Rack para tubos cónicos (2 x 6ml) = 12 tubos
27,40€		22,50€



Campanha válida até 15/12/2018

thermo scientific

AGITADORES E BANHOS DE ÁGUA

COMPACT DIGITAL SHAKER



2 ANOS
GARANTIA

-20%

Características e benefícios:

- O controlo PID garante um movimento de balanço suave e consistente.
- Faixa de tempo contínuo ou de 1min a 99h59min.
- Requer acessório universal ou plataforma universal e braçadeira.

Referência:	88880026	
Preço:	1005,00€	
PREÇO CAMPANHA:	804,00€	
Dimensões da Placa:	250 x 250mm	
Dimensões (AxLxP):	130 x 276 x 334mm	
Velocidade:	50 a 300rpm	
Peso:	8Kg	
Blocos		
88880104	88880106	88881126
Plataforma universal attachment	Plataforma universal necessário ref.: 8881126	Tapete
213,00€	98,50€	29,70€

ORBITAL SHAKER



2 ANOS
GARANTIA

-10%

Características e benefícios:

- Intervalo do temporizador: 0-99hr 59min.
- Braçadeiras e prateleiras de tubos de ensaio com custo adicional.
- Resistente ao CO₂
- Requer acessórios adicionais.
- Construção anticorrosiva e resistente ao desgaste permite o uso em ambientes húmidos e com CO₂.

Referência:	88881102
Preço:	2.539,00€
PREÇO CAMPANHA:	2.285,10€
Dimensões (AxLxP):	96 x 360 x 300mm
Diâmetro Orbital:	19mm
Velocidade:	30 a 300rpm
Peso:	13Kg
Alimentação Elétrica:	240V, 50/60Hz

GENERAL PURPOSE WATER BATH



2 ANOS
GARANTIA

-23%

Características e benefícios:

- Ocupa um espaço reduzido.
- Controlo por microprocessador avançado, com armazenamento para 4 predefinições.
- Conexão da mangueira de drenagem localizada na parte frontal dos banhos para facilitar a conexão.
- Operação simplificada através de tubo para conexão ao dreno da saída de água (modelos 10L, 20L e 28L).

Referência:	TSGP02	TSGP05	TSGP10	TSGP20	TSGP28
Preço:	612,00€	678,00€	817,00€	920,00€	1.023,00€
PREÇO CAMPANHA:	471,24€	522,06€	629,09€	708,40€	787,71€
Capacidade:	2L	5L	10L	20L	28L
Gama de Temperatura:	Ambiente a 90°C		Ambiente a 100°C		
Estabilidade da Temperatura / Uniformidade a 70°C:	± 0,1°C / ± 0,2°C				
Área de Trabalho (AxLxP):	150 x 155 x 138mm	150 x 300 x 153mm	150 x 330 x 301mm	150 x 500 x 297mm	200 x 500 x 297mm
Peso:	3,5Kg	4,5Kg	7,5Kg	10Kg	12Kg
Alimentação:	230V, 50/60Hz				



Campanha válida até 15/12/2018

thermo scientific

BANHOS DE ÁGUA COM AGITAÇÃO, CHILLERS E INCUBADORAS

SHAKING WATER BATH



-23%

Características e benefícios:

- Fácil manutenção e limpeza.
- Funcionamento otimizado com temporizadores auto-on e auto-off.
- Ajuda na proteção do trabalho com alarmes audíveis.
- Compatível com motor de agitação de última geração.

Referência:	TSSWB15	TSSWB27
Preço:	-1.898,00€	-2.697,00€
PREÇO CAMPANHA:	1.461,46€	2.076,69€
Capacidade:	15L	27L
Gama de Temperatura:	Ambiente +5°C a 100°C	
Velocidade de Agitação:	30 a 200 movimentos / minuto	
Área de Trabalho (AxLxP):	165 x 305 x 292mm	165 x 610 x 292mm
Peso:	22Kg	27Kg
Alimentação:	230V, 50/60Hz	

RECIRCULATING CHILLERS



20%

Características e benefícios:

- Porta acessível para fácil preenchimento.
- Manómetro localizado no painel de controlo para fácil visualização.
- Filtro baixo e removível garante fluido de recirculação limpo.
- Rodas com travão para manusear facilmente.

Referência:	196221010000
Modelo:	ThermoChill I LR PD1
Preço:	-2.590,00€
PREÇO CAMPANHA:	2.072,00€
Capacidade:	9,5L
Gama de Temperatura:	-10°C a 30°C
Capacidade de Arrefecimento:	900W
Dimensões Exteriores (AxLxP):	620 x 361 x 599mm
Peso:	40,8Kg
Alimentação:	230V, 50Hz

RECIRCULATING CHILLERS



-20%

Características e benefícios:

- Porta acessível para fácil preenchimento.
- Manómetro localizado no painel de controlo para fácil visualização.
- Filtro baixo e removível garante fluido de recirculação limpo.
- Rodas com travão para manusear facilmente.

Referência:	197221010000
Modelo:	ThermoChill II LR PD1
Preço:	-2.874,00€
PREÇO CAMPANHA:	2.299,20€
Capacidade:	9,5L
Gama de Temperatura:	-10°C a 30°C
Capacidade de Arrefecimento:	600W
Dimensões Exteriores (AxLxP):	620 x 361 x 599mm
Peso:	40,8Kg
Alimentação:	230V, 50Hz

HERATHERM COMPACY IMC INCUBATOR



-10%

Características e benefícios:

- Controlo por microprocessador.
- Convecção natural.
- Luz interior para facilitar a observação de amostras.

Referência:	50125882
Modelo:	IMC18
Preço:	-675,00€
PREÇO CAMPANHA:	607,50€
Capacidade:	18L
Dimensões Interiores (AxLxP):	310 x 180 x 290mm
Dimensões Exteriores (AxLxP):	415 x 260 x 470mm
Prateleiras Incluídas (Max.):	2 (3)
Gama de Temperatura:	17°C a 40°C
Peso:	7,2Kg
Alimentação:	240V, 50/60Hz



Campanha válida até 15/12/2018

thermo**scientific**

INCUBADORAS E ESTUFAS

GENERAL PROTOCOL™ INCUBATORS



-25%

Características e benefícios:

- Interior em aço inoxidável com cantos arredondados para fácil limpeza.
- Resistente à corrosão.
- Excelente uniformidade e estabilidade de temperatura.
- Sistema de encaixe fácil das prateleiras.

Referência:	51028130	51028131	51028132
Modelo:	IGS60	IGS100	IGS180
Preço:	1.234,00€	1.740,00€	2.414,00€
PREÇO CAMPANHA:	925,50€	1.305,00€	1.810,50€
Capacidade:	75L	117L	197L
Dimensões Interiores (AxLxP):	508 x 354 x 414mm	608 x 464 x 414mm	708 x 464 x 589mm
Dimensões Exteriores (AxLxP):	720 x 530 x 565mm	820 x 640 x 565mm	920 x 640 x 738mm
Prateleiras Incluídas (Max.):	2 (13)	2 (16)	2 (19)
Gama de Temperatura:	Ambiente +5°C a 75°C		

ADVANCED PROTOCOL™ INCUBATORS



-25%

Características e benefícios:

- Interior em aço inoxidável com cantos arredondados para fácil limpeza.
- Resistente à corrosão.
- Excelente uniformidade e estabilidade de temperatura.
- Sistema de encaixe fácil das prateleiras.

Referência:	51028133	51028134	51028135
Modelo:	IMH60	IMH100	IMH180
Preço:	1.898,00€	2.527,00€	3.613,00€
PREÇO CAMPANHA:	1.423,50€	1.895,25€	2.709,75€
Capacidade:	66L	104L	178L
Dimensões Interiores (AxLxP):	508 x 354 x 368mm	608 x 464 x 368mm	708 x 464 x 543mm
Dimensões Exteriores (AxLxP):	720 x 530 x 565mm	820 x 640 x 565mm	920 x 640 x 738mm
Prateleiras Incluídas (Max.):	2 (13)	2 (16)	2 (19)
Gama de Temperatura:	Ambiente +5°C a 105°C		

GENERAL PROTOCOL™ OVENS



-25%

Características e benefícios:

- Interior em aço inoxidável com cantos arredondados para fácil limpeza.
- Resistente à corrosão.
- Excelente uniformidade e estabilidade de temperatura.
- Sistema de encaixe fácil das prateleiras.

Referência:	51028139	51028140	51028141	51028148	51028149	51028150
Modelo:	OGS60	OGS100	OGS180	OMS60	OMS100	OMS180
Preço:	1.068,00€	1.573,00€	2.134,00€	1.405,00€	1.964,00€	2.686,00€
PREÇO CAMPANHA:	801,00€	1.179,75€	1.600,50€	1.053,75€	1.473,00€	2.014,50€
Capacidade:	65L	105L	186L	66L	104L	179L
Ventilação Forçada:				•	•	•
Dimensões Interiores (AxLxP):	480 x 328 x 415mm	580 x 438 x 414mm	680 x 438 x 414mm	508 x 354 x 368mm	608 x 464 x 368mm	708 x 464 x 543mm
Dimensões Exteriores (AxLxP):	720 x 530 x 565mm	820 x 640 x 565mm	920 x 640 x 738mm	720 x 530 x 565mm	820 x 640 x 565mm	920 x 640 x 738mm
Prateleiras Incluídas (Max.):	2 (13)	2 (16)	2 (19)	2 (13)	2 (16)	2 (19)
Gama de Temperatura:	50°C até 250°C					



Campanha válida até 15/12/2018

thermo scientific

MICROCENTRÍFUGAS

MICROCENTRIFUGE

2 ANOS
GARANTIA

-30%

Características e benefícios:

- Para aplicações clínicas e de ciências biológicas de rotina, com rotor híbrido 2 em 1.
- Com quatro programas personalizáveis para executar rapidamente protocolos de rotina.
- Inclui 2 conjuntos de adaptadores (1 verde e 1 amarelo).
- Duplo rotor (oscilante ou fixo incluído).

Rotor exclusivo DualSpin com design híbrido.

Fecho rápido da tampa com apenas um clique.

Visor grande e iluminado com controles intuitivos.

Referência:	75008800
Modelo:	Medifuge
Preço:	1.119,00€
PREÇO CAMPANHA:	783,30€
Velocidade Máxima:	300 até 4.900rpm, ajustável em incrementos de 100rpm.
Força Centrífuga Máxima:	3.490g (oscilante); 3.114g (fixo)
Capacidade Máxima:	8 x 15ml (ângulo fixo); 8 x 10 (ângulo oscilante)
Ruído	<56dB(A)
Dimensões Exteriores (AxLxP):	240 x 325 x 450mm
Perfil de Aceleração/Travagem	1/3

MICROCENTRIFUGES

2 ANOS
GARANTIA

-15%

Características e benefícios:

- Design compacto.
- Manutenção simples.
- Funcionamento de baixo ruído.
- Troca de rotor rápida, sem ferramentas.
- Função Quick-Spin.

Referência:	75004081	75004061
Modelo:	MySpin 12	MySpin 6
Preço:	788,00€	294,00€
PREÇO CAMPANHA:	669,80€	249,90€
Velocidade Máxima:	12.500rpm	6.000rpm
Força Centrífuga Máxima:	9.800g	2.000g
Capacidade Máxima:	12 x 2,0ml	6 x 2,0ml
Dimensões Exteriores (AxLxP):	114 x 171 x 203mm	114 x 128 x 104mm



**VISITE O NOSSO WEBSITE
PARA CONHECER TODA A
NOSSA GAMA!**

- Acesso exclusivo a promoções, novidades e notícias de última hora.**
- Site otimizado para dispositivos móveis.**
- Pedidos de assistência técnica online.**
- Produtos com informação completa.**
- Pedidos de cotação online.**